

	<b>ZENTRALLABORATORIUM DEUTSCHER APOTHEKER</b>	<b>Muster Kalibrierkennzeichnung</b>
		Seite 1 von 1

## Kalibrierkennzeichnung

### Erfolgreiche Kalibrierung

Die Kennzeichnung erfolgt mittels Aufkleber oder äquivalenter Markierung mit grüner Farbe (zumindest teilweise grün)

Das Layout der Aufkleber (oder sonstiger Markierung) kann variieren.

Erforderlich sind mindestens folgende Angaben:

- Überschrift Kalibrierung \*
- Freigabevermerk \*
- Unterschrift (oder Kürzel) der/des Durchführenden
- Unterschrift (oder Kürzel) der Apothekenleitung oder der von ihr beauftragten Apotheker
- Datum der letzten Kalibrierung
- Datum (oder der Zeitraum) der nächsten Kalibrierung.

\*) Für kleine Geräte etc. kann auch z.B. ein grüner Klebestreifen mit den relevanten Daten verwendet werden. Hier können die ersten beiden Punkte aus Platzgründen entfallen.

Beispiel für einen Kalibrier-Aufkleber:

<b>ZL</b>	<b>Kalibrierung</b>
<Gerät Nr. XY> Gerät freigegeben Kal. 19.10.2010 nächste 10.2011 <Sign. Apo.mitarb.> <Sign. Apo.leit.>	

### Gerät gesperrt

Gesperrt-Aufkleber (Farbe zumindest teilweise rot, in verschiedenen Größen nach Bedarf, z.B.):

<b>ZL</b>	Gerät außer Betrieb am: <input style="width: 100px;" type="text"/> nicht freigegeben <span style="float: right; font-size: small;">(Datum)</span>
Hinweise:  ...../...../..... Datum / Mitarbeiter/in                      Datum / Apo.leitung	

(Layout beliebig, das Datum Unterschriften (oder Kürzel) der/des Sperrenden sowie der Apothekenleitung sollten vorhanden sein.

Für kleine Geräte etc. kann auch z.B. ein roter Klebestreifen z.B. mit Aufschrift „gesperrt“ verwendet werden.)